



概述:

GDS三轴试验系统(GDSTTS) 是一款完全自动化的设计用于进行应力路径试验的三轴试验系统。GDSTTS主要基于经典的Bishop & Wesley应力路径三轴压力室,直接控制施加于试样上的应力。系统可以配置商业型、标准型或高级压力体积控制器(取决于要求的精度/最大压力)。适用直径38/50mm试样的压力室可施加的最大轴向荷载为7kN,适用直径70/100mm试样的压力室的轴向荷载最大可达25kN。该系统可用于教学和科研实验室。

标准:

ASTM D-4767 ASTM D-7181



主要特点

设备优点

每套系统都可以根据客户的	用户可以选择传感器、压力体积控制器、三轴压力室或者将部分配件集成到现有
要求和预算进行配置	设备已达到理想的配置要求
通过压力室底座的液压加载	Bishop and Wesley压力室设计专门用于进行应力路径试验,直接施加轴向应力
杆直接施加轴向应力	也意味着更高的应力控制精度
GDSTTS能进行各种高级试验	可进行应力路径、低频循环、KO测试
从标准配置到高级配置可选	GDS提供的高级三轴系统 (ADVTTS) 包含标准三轴系统的所有优点,且具有更高
	的精度和分辨率
随时可以升级	升级选项包括增加额外的传感器、软件模块、弯曲元、非饱和土测试

可完成的试验:

B检测、饱和、不固结不排水(UU)三轴试验、固结排水(CD)三轴试验、固结不排水(CU)试验、固结(三轴)试验、恒应力率加载(CRL)试验、恒应变速率(CRS) 试验、低速循环试验、KO试验、多级加载试验、准静态(低速/蠕变)试验和应力路径试验。

注意-可进行的试验主要取决于用户所选的软件和硬件。

升级选项:

弯曲元(垂直、水平、S波和P波)、霍尔效应局部应变测量、LVDT局部应力测量和非饱和土试验。高压型STDTTS最大围压可达10MPa。

技术参数:

压力测量精度:标准型(STDTTS) < 0.15%满量程、高级型(ADVTTS)

<0.1%满量程

体积测量精度:标准型(STDTTS)测量值的0.25%、高级型(ADVTTS)

<0.1%测量值

加载能力(kN): 标准型(STDTTS): 7或25、高级型(ADVTTS): 7或

25、高压型(HPTTS): 7或25

压力范围 (Mpa): 标准型(STDTTS): 1或 2、高级型(ADVTTS): 1或2、

高压型 (HPTTS):可达10

压力测量分辨率:标准型(STDTTS): 1kPa、高级型(ADVTTS): 0.1kPa 体积测量分辨率:标准型(STDTTS): 1mm³、高级型(ADVTTS): 0.1mm³

试样尺寸(mm): 直径38/50 或 70/100



系统组成和选项

系统主要硬件组成如图1所示。 可以根据实际需要选择硬件以 满足试验和预算要求。


GDSLAB软件

GDSLAB控制和采集软件是一款非常完善和灵活的软件。 内核模块具有数据采集的功能,其他模块可根据用户试验的需求来选择。该系统标准配置中主要包含饱和、固结、应力路径和标准三轴(剪切)模块。

8通道数据采集板

GDS标准8通道数据采集板,也称之为"串行数据板"可在任意一套系统中使用。该16位设备包含8种由电脑控制的增益值,以匹配三轴试验中不同的传感器,如

- +/-10mV, +/-20mV, +/-30mV (荷重传感器)
- +/-100mV, +/-200mV (孔压传感器)
- +/- 1V, +/- 5V, +/- 10V (位移传感器)





注意:

通过 Rs232多路器 或者PC内置IEEE卡 连接(取决于所选 的设备类型)

压力体积控制器

- 商业型自动三轴系统 (ELTAS) 采用1MPa商业型压力/体积控制器 (ELDPC)
- 标准型自动三轴系统 (STDTAS) 采用3MPa标准型压力/体积控制器 (STDDPC)
- 高级型自动三轴系统 (ADVTAS) 采用2MPa高级型压力/体积控制器 (ADVDPC)
- 高压型自动三轴系统 (HPTAS) 采用高压控制器 (≥ 16MPa).

荷载架&三轴压力室

- 7kN/2000kPa,试样直径可达50mm (38mm and 50mm作为标准配置)
- 25kN/2000kPa, 试样直径可达101.8mm (38, 50, 70和100mm作为标准配置)
- ◆ 20kN/10MPa,试样直径可达50mm (38mm and 50mm作为标准配置)





升级选项:

● 局部应变测量、非饱和土试验、弯曲元(垂直、水平、S波和P波)

升级完成局部应变测量

任何GDSTTS系统都可以采用霍尔效应局部应变传感器或LVDT 传感器来升级完成局部应变测量。这两种装置都可以通过安装 于试样上的轻型铝制夹持器直接测量轴向和径向变形。

霍尔效应传感器可以在压力为1700kPa的水下使用,而LVDT有两种.

- 低压型(最大可以承受3500 kPa的压力), 在水中使用
- 高压型(最大可以承受200 Mpa的压力),可以在非导电的 油中使用



升级完成非饱和土测试

任何一套GDSTTS系统都可以通过增加以下项目升级完成 非饱和土试验:

- 安装有高进气值陶土板的非饱和土底座
- 1000cc高级压力/体积控制器 (用于施加孔隙气压和测量气体体变)

更多关于非饱和土测试方法,请参考非饱和土彩页。



图3 1000cc高级压力/体积控制器

升级完成弯曲元测试

任何一套GDSTAS系统都可以增加以下选项升级为弯曲元系统:

- 包含弯曲元插入物的弯曲元底座
- 包含弯曲元插入物的弯曲元顶帽
- ●高速数据采集盒
- 信号调节装置包括发射和接收信号的放大器(P波和S波), 用户可以通过软件控制增益值

GDS 弯曲元分析工具 (GDSBEAT)

由于弯曲元试验中剪切波传播时间的确定尚无客观、统一的标准,故GDS开发了这套弯曲元分析工具。该工具可以快速、自动地分析弯曲元试验数据,客观的估算剪切波传播时间。分析工具可以从GDS网站下载。




图4 GDSBES软件截图





可完成的试验:

B检测、饱和、不固结不排水(UU)三轴试验、固结排水(CD)三轴试验、固结不排水(CU)试验、固结(三轴)试验、恒应力率加载(CRL)试验、恒应变速率(CRS)试验、低速循环试验、KO试验、多级加载试验、准静态(低速/蠕变)试验和应力路径试验

GDSLAB控制软件

GDSLAB是岩土实验室控制和数据采集软件。GDSLAB有一个内核模块,该模块可以将硬件的数据采集到计算机,但是不进行任何控制。根据你的试验要求,可以非常容易的添加相应的软件模块。GDSLAB软件兼容所有的GDS设备,此外也兼容其他厂商的关键硬件。

GDSLAB可以配置你选择的硬件,无论安排的多么独特。GDS用一个本文文件 (*.ini)或初始化文件来描述与计算机相连接的硬件。GDSLAB中硬件可以通过可视化界面 "object display"展示出来,这使得参数设置和检查变得非常简单。




图5 GDSLAB参数设置截面



图6 GDSLAB中典型试验步骤设置




图7 GDSLAB中典型试验步骤设置

操作系统:Windows XP SP3或更高版本(我们推荐无论哪个版本系统,请更新最新的Windows服务包)。PC规格的硬件:1GHz(最小值)/ 1GB RAM(最小):CD rom

GDSLAB REPORTS 软件界面

GDSLAB REPORTS是对GDSLAB中获得的数据进行后处理,满足英国标准BS 1377: 1990。这些数据可以从GDSLAB中获得,也可手动输入。

另外,也可与其它厂家的数据采集器兼容,以及所有版本的GDS数据采集器。结果可以导出到Microsoft Excel 的CSV文件,允许用户自己定义图形。




图8 GDSLAB Reports软件截图